

RECORDATORI TUB CITRAT

PROVES ASSOCIADES

- TTPA
- TP
- QUICK
- FIBRINOGEN
- FACTORS DE COAGULACIÓ
- PROTEÏNA C i S
- CARDIOLIPINES
- INR
- Proves de coagulació



OMPLIU BÉ EL TUB: és imprescindible que la proporció entre mostra i anticoagulant sigui exactament la mateixa. Si no és així, la mostra estarà mal enrasada.

**MOVEU BÉ EL TUB DESPRÉS D'OMPLIR-LO:
POSSIBILITAT D'ALTA COAGULACIÓ**

**T002 Citrat
Coagulació
SÍ CENTRIFUGACIÓ**

**ELS FACTORS DE COAGULACIÓ, PROTEÏNA S i C S'HAN DE
CENTRIFUGAR I ALIQUOTAR.**

NO TENEN ESTABILITAT.

RECORDATORIO TUBO CITRATO

PRUEBAS ASOCIADAS

- TTPA
- TP
- QUICK
- FIBRINÓGENO
- FACTORES DE COAGULACIÓN
- PROTEINA C y S
- CARDIOLIPINAS
- INR
- Pruebas de coagulación



LLENAR BIEN EL TUBO: es imprescindible que la proporción entre muestra y anticoagulante sea exactamente la misma. Si no es así, la muestra estará mal enrasada.

**MOVER BIEN EL TUBO DESPUÉS DE LLENARLO:
POSIBILIDAD DE ALTA COAGULACIÓN**

**T002 Citrato
Coagulación
SÍ CENTRIFUGAR**

**LOS FACTORES DE COAGULACIÓN, PROTEINA S y C DEBEN
CIFUGARSE Y ALICUOTARSE.**

NO TIENEN ESTABILIDAD.